



Fachinformation
LEGASED natur

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

CE

Bezeichnung

LEGASED natur
Mund-Wund-Pflaster

Zusammensetzung

Naturharze (Myrrhe, Benzoe, Kolophonium), Ethanol, modifizierte Cellulose und Macrogol

Anwendungsgebiete

Viskose, filmbildende Flüssigkeit zum Auftragen als Schutzfilm bei leichten Entzündungen in der Mundhöhle, Druckstellen und Aphthen. Schützt vor mechanischem Druck und chemischen Reizen und lindert dadurch bestehenden Schmerz.

Gegenanzeigen / Nebenwirkungen

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Naturharzen, insbesondere Kolophonium oder einen der anderen Inhaltsstoffe.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Enthält ca. 23 % Alkohol.

Nicht in große offene Wunden (z.B. Alveolen) geben.

Nicht anzuwenden bei Kindern unter 12 Jahren.

Bisher liegen keine oder nur sehr begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung von Myrrhe bei Schwangeren und Stillenden vor. Aus Vorsichtsgründen soll eine Anwendung von LEGASED natur während der Schwangerschaft und Stillzeit vermieden werden.

Wenn sich die Symptome während der Anwendung von LEGASED natur verschlimmern oder innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt oder Zahnarzt hinzugezogen werden.

Nach Verschlucken Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Augenkontakt einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschüttete oder verspritzte Lösung möglichst rasch mit Alkohol oder einem anderen geeigneten Lösemittel (Achtung: kein Wasser oder Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden, das führt zur sofortigen Ausfällung) entfernen, da die enthaltenen Naturharze sonst verkleben und Flecken hinterlassen können.

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.legeartis.de heruntergeladen werden oder per E-Mail unter sicherheitsdatenblaetter@legeartis.de angefordert werden.

Art der Anwendung

In der Zahnarztpraxis:

Die zu behandelnde Stelle trocken tupfen und zur besseren Haftung möglichst trocken halten. Anschließend die Lösung mit einem geeigneten Instrument (z.B. Apply-Tip) auf die trockene Schleimhaut aufbringen (nicht einmassieren) und Auftragsstelle zur besseren Filmbildung evtl. kurz befeuchten. Bei Bedarf lässt sich die Lösung auch aus der Flasche in eine Einwegspritze aufziehen und mit einer stumpfen und nicht zu engen Kanüle gezielt auftragen.

Zu Hause und unterwegs:

Die zu behandelnde Stelle zur besseren Haftung des Schutzfilms möglichst vorher trocken tupfen (z.B. mit einem Papiertaschentuch). Anschließend die Lösung rasch mit einem Wattestäbchen oder gegebenenfalls der sauberen Fingerkuppe großzügig auftragen (nicht einmassieren). Zur schnelleren Filmbildung kann der Mund kurz mit Wasser ausgespült werden. Die Auftragung kann mehrmals täglich, besonders nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafen gehen erfolgen.

Weitere Hinweise

Die antibakterielle Barrierewirkung des Myrrhenharzes unterstützt die Wundheilung und Geweberegeneration in positiver Weise und trägt damit zur Schmerzlinderung bei.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Lösungsreste nicht zurück ins Gefäß geben.

Haltbarkeit

LEGASED natur soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Die Aufbrauchsfrist nach dem Öffnen des Behältnisses beträgt 6 Monate.

Lager- und Aufbewahrungshinweise

Die Flasche von LEGASED natur nach dem Gebrauch sofort wieder verschließen und stets gut verschlossen aufbewahren.

Darreichungsform und Packungsgrößen

5 ml Lösung Artikel-Nr. 0032329

20 ml Lösung (Praxispackung) Artikel-Nr. 0032330

Stand der Information

2020-06

Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Chargenbezeichnung“



Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Bestellnummer“
Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an



Symbol für „Medizinprodukt“

